

Anticorpo Policlonale Anti-Hspa4L Per Wb, If/Icc, Elisa - 095757

Numero articolo: CM0021622

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HSPA4L di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla funzione chaperone della famiglia delle proteine da shock termico 70 e sulla risposta allo stress. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSPA4L pAb di Coniglio
Note/Alias	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22824
GeneID	22824
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-600 di HSPA4L umano (NP_055093.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095757
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio