

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hspa6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17066

Numero articolo: CM0028779



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HSPA6 validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio delle funzioni delle chaperonine della famiglia delle proteine da shock termico 70 e delle vie di risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPA6 Rabbit pAb
Note/Alias	HSP70B', HSPA6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3310
ID gene	3310
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 474-643 dell'HSPA6 umano (NP_002146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17066
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio