

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hspb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16082

Numero articolo: CM0024063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HSPB2 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con uomo e topo. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-182). Adatto per la ricerca sulla risposta allo stress e sulla regolazione della DMPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPB2 Rabbit pAb
Note/Alias	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3316
GeneID	3316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 dell'HSPB2 umano (NP_001532.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q16082
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio