

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hspb8/Hsp22 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy1

Numero articolo: CM0002046



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro HSPB8/HSP22 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia assistita da chaperone e sulle malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSPB8/HSP22 Coniglio mAb
Note/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; CRYAC; HSPB8/HSP22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26353
GeneID	26353
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HSPB8/HSP22 umano (Q9UJY1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJY1
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio