

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Hspb8/Hsp22 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Numero articolo: CM0011577



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante anti-HSPB8/HSP22 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Bersaglia l'HSPB8 umano; presenta reattività crociata con topo, ratto e scimmia. Adatto per la ricerca sul controllo della qualità proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPB8/HSP22 Rabbit mAb
Note/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
Specie	Umana
GeneID (Umano)	26353
GeneID	26353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-196 dell'HSPB8/HSP22 umano (NP_055180.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q9UJY1
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio