

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hspb8/Hsp22 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Numero articolo: CM0020591



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HSPB8/HSP22 umano (H11, HMN2, CMT2L) validato in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del controllo della qualità delle proteine, la biologia muscolare e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSPB8/HSP22 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26353
GeneID	26353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-196 di HSPB8/HSP22 umano (NP_055180.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJY1
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio