


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61604

Numero articolo: CM0011601



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante contro l'HSPE1 umano (HSP10/CPN10) per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle chaperone mitocondriali e la risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPE1/HSP10/CPN10 Rabbit mAb
Note/Alias	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	3336
ID gene	3336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-150 dell'HSPE1/HSP10/CPN10 umano (P61604)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61604
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio