

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Htr1B Per Wb, Elisa - P28222

Numero articolo: CM0019137



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HTR1B umano (recettore della serotonina 5-HT1B), validato per applicazioni Western blot ed ELISA con reattività crociata in topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienza e segnalazione recettoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HTR1B Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3351
ID gene	3351
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-390 di HTR1B umano (P28222).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28222
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio