


Anticorpo Policlonale Anti-Htr1D Di Coniglio Per Wb, Elisa - P28221

Numero articolo: CM0020528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'HTR1D umano (recettore della serotonina 1D/5-HT1D). Validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienze e di segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HTR1D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3352
GeneID	3352
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 dell'HTR1D umano (NP_000855.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28221
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio