


Anticorpo Policlonale Anti-Htr2A Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P28223

Numero articolo: CM0023692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a HTR2A umano (recettore della serotonina 5-HT2A). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani e murini. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HTR2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HTR2; 5-HT2A; HTR2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3356
GeneID	3356
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HTR2A umano (NP_000612.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P28223
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio