


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Htr2B Per Wb, If/Icc, Elisa - P41595

Numero articolo: CM0026316



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro il recettore della serotonina umana 2B (HTR2B), convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione GPCR, della neurobiologia e dello sviluppo cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	HTR2B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3357
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 382-481 dell'HTR2B umano (NP_000858.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
WB, IF/ICC, ELISA	
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P41595
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio