

Anticorpo Policlonale Anti-Htr2C (5-Ht2C) Per Wb, Elisa - P28335

Numero articolo: CM0016486



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HTR2C umano (recettore della serotonina 5-HT2C), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto; immunogeno localizzato negli amminoacidi 120-220. Ideale per la ricerca di neurofarmacologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HTR2C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
Specie	Umano
GeneID (umano)	3358
GeneID	3358
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 120-220 di HTR2C umano (NP_000859.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28335
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio