


Anticorpo Monoclonale Anti-Htr3A Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P46098

Numero articolo: CM0007026



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-HTR3A validato per western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Rileva il recettore della serotonina 3A in campioni umani, di topo e di ratto; ideale per studi di neuroscienze e di canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HTR3A Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3359
GeneID	3359
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46098
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio