

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Htr4 Per Wb, Elisa - Q13639

Numero articolo: CM0025207



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il recettore della serotonina 4 umano (HTR4). Convalidato per Western blotting e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienza, cardiologia e segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HTR4 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | 5-HT4; 5-HT4R; HTR4                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)      | 3360                                                                                                                          |
| GeneID              | 3360                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-384 di HTR4 umano (NP_000861.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q13639                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 44kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                             |