


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Htra2 Per Wb, Elisa - O43464

Numero articolo: CM0011282



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HTRA2 di alta qualità, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce HTRA2 umano, murino e di ratto (~49 kDa). Ideale per la ricerca sull'apoptosi, sulla neurodegenerazione e sulla malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HTRA2 Rabbit mAb
Note/alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Specie	Umano
ID gene	27429
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HTRA2 umano (O43464)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O43464
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante