


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Htra2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43464

Numero articolo: CM0014230



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteasi serinica umana HTRA2 (OMI/PARK13), adatto per applicazioni WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Utile per studi sull'apoptosi e sulla malattia di Parkinson. Uniprot O43464.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HTRA2 Rabbit pAb
Note/alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Specie	Umana
GeneID (umana)	27429
GeneID	27429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 334-458 di HTRA2 umano (NP_037379.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O43464
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante