

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Agtr2 Per Citometria A Flusso - P50052

Numero articolo: CM0010704



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting umano AGTR2 (recettore AT2) per citometria a flusso. Adatto per la ricerca cardiovascolare e sulla segnalazione cellulare. Cross-reattivo con AGTR2 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano AGTR2 mAb
Osservazioni/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	186
GeneID	186
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-45 dell'AGTR2 umano (NP_000677.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P50052
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio