


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Albumina Umana Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Numero articolo: CM0018334



### introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-Albumina umana di CamelBio è validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Supporta la ricerca sulla funzione dell'albumina, sul trasporto dello zinco e sul legame dei farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Albumina Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumina                                                                                    |
| Specie              | Umana                                                                                                                              |
| GeneID (umano)      | 213                                                                                                                                |
| GeneID              | 213                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-609 dell'Albumina umana (NP_000468.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P02768                                                                                                                             |
| Peso della proteina | 69 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                 |