

Anticorpo Monoclonale Anti-B7-H2/Cd275 (Icosl) Umano () Per Citometria A Flusso - O75144

Numero articolo: CM0004414



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia B7-H2/CD275 (ligando ICOS) umano, validato per citometria a flusso. Ideale per ricerche sulla costimolazione dei linfociti T e sui checkpoint immunitari. Reattivo con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human B7-H2/CD275
Annotazioni/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23308
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O75144
Peso proteico	20kDa/33kDa34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio