

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano B7-H2/Cd275 Per Fc - O75144

Numero articolo: CM0008633



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro B7-H2/CD275 umano (ICOSLG), validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla costimolazione delle cellule T e sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano B7-H2/CD275
Note/Alias	ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; Ligando di ICOS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23308
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-256 di B7-H2/CD275 umano (NP_056074.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75144
Peso Proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio