


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd100/Sema4D Umano () Per If/Icc E Fc - Q92854

Numero articolo: CM0010698



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting alla Semaphorin-4D umana (CD100/SEMA4D) per applicazioni di immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Questo anticorpo riconosce la SEMA4D umana, un recettore di superficie cellulare che regola lo sviluppo neuronale e le risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-CD100/SEMA4D umano mAb
Osservazioni/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10507
GenelD	10507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-734 della Semaphorin-4D/CD100 umana (NP_006369.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92854
Peso proteico	82kDa/96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio