

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd105/Endoglina Per Citometria A Flusso - P17813

Numero articolo: CM0009725



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD105/Endoglina coniugato con per citometria a flusso diretta. Targetizza il dominio extracellulare, consentendo il rilevamento delle cellule endoteliali negli studi sull'angiogenesi, sulla segnalazione del TGF-beta e sulla biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD105/Endoglina
Note/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglina
Specie	umana
GeneID (umano)	2022
GeneID	2022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-337 della CD105/Endoglina umana (NP_001108225.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P17813
Peso della proteina	67 kDa/70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante