

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd116 () Per Citofluorimetria - P15509

Numero articolo: CM0010286



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD116 (recettore alfa del GM-CSF) coniugato con per citofluorimetria. Mira a CSF2RA, coinvolto nella proliferazione e differenziazione delle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD116
Osservazioni/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1438
GeneID	1438
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-320 di CD116 umano (NP_006131.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15509
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio