


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd116 Umano Per Citometria A Flusso - P15509

Numero articolo: CM0007733



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD116 umano (CSF2RA/GM-CSFR α). Validato per citometria a flusso, adatto per lo studio della proliferazione e differenziazione delle cellule ematopoietiche. SWISS: P15509.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD116
Note/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1438
GeneID	1438
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-320 di CD116 umano (NP_006131.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15509
Peso proteico	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio