

## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd117/C-Kit Umano Per Citometria A Flusso - P10721

Numero articolo: CM0012391



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce CD117/c-Kit umano, validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca su cellule staminali ematopoietiche e mastociti, e applicazioni oncologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Specifica                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | Rabbit anti-Human CD117/c-Kit mAb                                                                                                  |
| Annotazioni/Alias        | PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC                                                                                                     |
| Specie                   | Uomo                                                                                                                               |
| GeneID (Uomo)            | 3815                                                                                                                               |
| GeneID                   | 3815                                                                                                                               |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-520 di CD117/c-Kit umano (NP_000213.1) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria                | Anticorpi monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione             | FC                                                                                                                                 |
| Reattività crociata      | Uomo                                                                                                                               |
| SWISS                    | P10721                                                                                                                             |
| Peso molecolare proteico | 110kDa                                                                                                                             |
| Spedizione               | Sacco di ghiaccio                                                                                                                  |