

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11B Umano Per Fc - P11215

Numero articolo: CM0008115



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro CD11b umano (Integrina alfa-M, Mac-1) validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio delle funzioni dei recettori del complemento, l'adesione dei neutrofili e la biologia dei monociti/macrofagi. SWISS: P11215.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di topo anti-CD11b umano
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3684
GeneID	3684
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetizzato derivato da CD11b umano)
Provenienza	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P11215
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio