


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd123 (IL3R α) Per Citometria A Flusso - P26951

Numero articolo: CM0009158



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD123 umano, la subunità alfa del recettore IL-3. Validato per la citometria a flusso, adatto per lo studio delle cellule progenitrici ematopoietiche e della segnalazione IL-3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD123 mAb
Note/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3563
GeneID	3563
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P26951
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio