

## Anticorpo Monoclonale Anti-Uomo Cd124/IL-4R $\alpha$ Per Fc - P24394

Numero articolo: CM0010477



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con che bersaglia CD124/IL-4R $\alpha$  umano. Per la ricerca tramite citometria a flusso sulla segnalazione IL-4/IL-13, la differenziazione Th2 e l'infiammazione allergica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | Rabbit anti-Human CD124/IL-4R $\alpha$ mAb                                                                                                                        |
| Note/Alias            | CD124; IL4RA; IL-4RA                                                                                                                                              |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                                              |
| ID gene (Uomo)        | 3566                                                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-232 di CD124/IL-4R $\alpha$ umano (NP_000409.1). |
| Provenienza           | Coniglio                                                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                             |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Uomo                                                                                                                                                              |
| SWISS                 | P24394                                                                                                                                                            |
| Peso proteico         | 26kDa/88kDa/90kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                                 |