

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd124/IL-4R α Umano Per Citometria A Flusso - P24394

Numero articolo: CM0011802



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega al CD124/IL-4R α umano, validato per la citometria a flusso. Adatto per il rilevamento della subunità alfa del recettore IL-4 nei linfociti T attivati e negli studi sull'inflammation allergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-CD124/IL-4R α umano mAb
Osservazioni/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3566
GeneID	3566
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-232 del CD124/IL-4R α umano (NP_000409.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P24394
Peso proteico	26kDa/88kDa/90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio