


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd134/Ox40 Umano (Pe) Per Citometria A Flusso - P43489

Numero articolo: CM0012560



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD134/OX40 umano, validato per la citometria a flusso. Questo recettore costimolatorio è fondamentale per la ricerca sull'immunità delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD134/OX40 umano coniugato con PE
Note/Alias	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Specie	Umana
GeneID	7293
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-216 di CD134/OX40 umano (NP_003318.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P43489
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante