

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Cd138 Umano Per Citometria A Flusso - P18827

Numero articolo: CM0011867



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD138/Sindecano-1 umano, coniugato con PE, idoneo per citometria a flusso (FC). Progettato per uso di ricerca in studi oncologici e immunologici che coinvolgono la biologia degli esosomi e l'analisi dei proteoglicani di superficie cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE anti-CD138 umano mAb di coniglio
Note / Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Specie	Umana
ID genico (Umano)	6382
ID genico	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-251 di CD138/Sindecano-1 umano (NP_002988.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P18827
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio