

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd138/Syndecan-1 (Congiugato) Per Citofluorimetria - P18827

Numero articolo: CM0009925



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità che bersaglia CD138/Syndecan-1 umano (SWISS: P18827). Convalidato per citofluorimetria (FC), adatto per lo studio dei proteoglicani di superficie cellulare nella biologia degli esosomi e delle membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD138/Syndecan-1 mAb
Note/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	6382
ID Gene	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-251 di CD138/Syndecan-1 umano (NP_002988.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P18827
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio