

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd138/Sindecn-1 Per Citometria A Flusso - P18827

Numero articolo: CM0012725



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD138/Sindecn-1 coniugato per il rilevamento diretto in citometria a flusso. Mira a un proteoglicano di superficie cellulare coinvolto nella biogenesi degli esosomi e nelle interazioni cellula-matrice. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD138/Sindecn-1 mAb
Osservazioni/Alias	SDC, CD138, SYND1, sindecn
Specie	Umano
GeneID	6382 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-251 del CD138/Sindecn-1 umano (NP_002988.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P18827
Peso Proteico	32 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio