


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd140B/Pdgfr β Umano Per Citometria A Flusso - P09619

Numero articolo: CM0005939



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD140b/PDGFR β umano, validato per la citometria a flusso. Uno strumento di ricerca per lo studio della segnalazione del recettore PDGF, dello sviluppo vascolare e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD140b/PDGFR β umano
Osservazioni/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; recettore beta del fattore di crescita derivato dalle piastrine
Specie	Umano
GeneID	5159
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-530 del CD140b/PDGFR β umano (NP_002600.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P09619
Peso molecolare proteico	37 kDa / 123 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante