


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd141/Trombomodulina Umano Per Citometria A Flusso - P07204

Numero articolo: CM0010263



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD141/Trombomodulina umano, validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore delle cellule endoteliali coinvolto nella coagulazione e nell'infiammazione. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD141/Trombomodulina umano                                                                                                                         |
| Note/Alias          | TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12                                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                                   |
| GeneID (umano)      | 7056                                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 7056                                                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                                   |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                                                   |
| SWISS               | P07204                                                                                                                                                                  |
| Peso della proteina | 60 kDa                                                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                                      |