

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd146 Umano () Per Citometria A Flusso - P43121

Numero articolo: CM0009829



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CD146 coniugato ad per il rilevamento mediante citometria a flusso del CD146/MUC18 umano nella ricerca endoteliale e sui melanomi. Valido per la fornitura di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD146 Umano mAb
Note/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Specie	Umano
Gene ID	4162
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43121
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa ghiaccio