


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd150/Slam Umano () Per Fc - Q13291

Numero articolo: CM0012259



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD150/SLAM umano (SLAMF1) per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della segnalazione immunitaria mediata da SLAM, dell'attivazione delle cellule T/B e delle interazioni con il recettore del virus del morbillo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD150/SLAM umano
Note/alias	SLAM; CD150; CDw150
Specie	Umano
GeneID	6504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-237 del CD150 umano (NP_003028.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13291
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante