

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd152/Ctla-4 Per Fc (Intra) - P16410

Numero articolo: CM0005796



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD152/CTLA-4 di alta qualità per citometria a flusso intracellulare (FC intra). Mira al recettore inibitorio dei linfociti T CTLA-4, validato per campioni umani. Ideale per la ricerca IVD e in immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD152/CTLA-4
Note/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1493
GeneID	1493
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-162 di CD152/CTLA-4 umano (NP_005205.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16410
Peso Proteico	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio