

## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd153 Umano Per Citometria A Flusso - P32971

Numero articolo: CM0010742

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD153 umano (ligando del CD30). Validato per la citometria a flusso; adatto per studiare la proliferazione delle cellule T e le risposte immunitarie mediate da CD30/CD153.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD153 umano                                                                             |
| Note/Alias            | CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A                                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)       | 944                                                                                                                            |
| ID Gene               | 944                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-234 del CD153 umano (NP_001235.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione          | FC                                                                                                                             |
| Reattività incrociata | Umano                                                                                                                          |
| SWISS                 | P32971                                                                                                                         |
| Peso proteico         | 26kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacca refrigerante                                                                                                             |