

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd158 Umano (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Per Citometria A Flusso - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Numero articolo: CM0010052

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a fluoroforo, diretto contro il CD158 umano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5). Validato per la citometria a flusso, consente la profilazione dei recettori delle cellule NK e gli studi di immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD158 umano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)
Note/Alias	NKAT9; CD158G□ CD158A□ NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3810/3808/3806/3802/100132285
ID del gene	3810/3808/3806/3802/100132285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 del CD158 umano (NP_055327.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante