

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd158A/Kir2DL1 Umano () Per Citometria A Flusso - P43626

Numero articolo: CM0010660



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD158a/KIR2DL1 umano (p58.1, NKAT1). Validato per la citometria a flusso (FC). Utilizzato negli studi sull'inibizione delle cellule NK, sui checkpoint immunitari e sulla segnalazione recettoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD158a/KIR2DL1 umano
Note/alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Specie	Umano
ID del gene	3802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di CD158a/KIR2DL1 umano (NP_055033.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P43626
Peso della proteina	38 kDa/41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante