

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd15/Ssea-1 Umano Per Citologia A Flusso - P22083

Numero articolo: CM0008097

introduzione

Anticorpo monoclonale mouse anti-CD15/SSEA-1 umano per citometria a flusso. Riconosce l'antigene Lewis X (CD15) sulle cellule umane; peso proteico ~59 kDa. Adatto per studi di immunofenotipizzazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
Note/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2526
Gene ID	2526
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato da CD15/SSEA-1 umano.
Fonte	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P22083
Peso proteico	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio