


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd166/Alcam Per Citometria A Flusso - Q13740

Numero articolo: CM0009061



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per CD166/ALCAM umano (SWISS: Q13740), validato per citometria a flusso. Ideale per studi immunologici che coinvolgono l'attivazione dei linfociti T, l'adesione cellulare e la ricerca sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD166/ALCAM
Note/Alias	MEMD; CD166
Specie	Umano
GeneID (Umano)	214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-526 di CD166/ALCAM umano (NP_001618.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13740
Peso Molecolare Proteina	65 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio