


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd166/Alcam Per Citometria A Flusso - Q13740

Numero articolo: CM0011733



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato Rabbit anti-Umano CD166/ALCAM, validato per Citometria a Flusso (FC). Reagisce con Umano. Immunogeno ricombinante. Riconosce ALCAM/CD166, un marcatore per l'attivazione dei linfociti T e la ricerca sulle cellule staminali. Ideale per studi sull'adesione delle cellule immunitarie e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Umano CD166/ALCAM mAb
Note/Alias	MEMD; CD166
Specie	Umano
GenelD (Umano)	214
GenelD	214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-526 di CD166/ALCAM umano (NP_001618.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio