


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd170/Siglec-5 Umano Per Fc - O15389

Numero articolo: CM0011323



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD170/Siglec-5 umano, coniugato con ABflo 594, per citometria a flusso. Si lega specificamente al CD170 sulle cellule mieloidi, consentendo l'immunofenotipizzazione e studi di legame dell'acido sialico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD170/Siglec-5 umano
Note/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8778
GeneID	8778
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-434 del CD170/Siglec-5 umano (NP_003821.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15389
Peso Proteico	61 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio