


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd172A/Sirpα Per Citometria A Flusso - P78324

Numero articolo: CM0008744



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD172a/SIRPα per citometria a flusso. Validato per reattività crociata umana, bersaglia la proteina SIRPα da 55kDa, Swiss-Prot P78324.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD172a/SIRPα
Note/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140885
GeneID	140885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-370 del CD172a/SIRPα umano (NP_542970.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio