


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd172B Umano (Sirp-Beta-1) Per Citometria A Flusso - O00241

Numero articolo: CM0010049



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD172b umano coniugato ad , specifico per il CD172b umano, validato per citometria a flusso (FC). Adatto per studi sull'attivazione delle cellule mieloidi e sulla regolazione negativa della segnalazione accoppiata a recettori tirosin-chinasici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD172b umano
Note/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10326
ID Gene	10326
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-371 del CD172b umano (NP_006056.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O00241
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio