

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd177 Umano Per Citometria A Flusso - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0011199

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con mirato al CD177 umano (HNA-2a, PRV-1). Validato per citometria a flusso (FC) con specificità per l'umano. Ideale per l'analisi dei sottogruppi di neutrofili nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD177 Umano
Note/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antigene CD177
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57126
GenelD	57126
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-407 del CD177 umano (NP_065139.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio