


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd1C Umano Per Citometria A Flusso - P29017

Numero articolo: CM0011374



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro il CD1c umano per citometria a flusso. Riconosce una molecola che presenta antigeni lipidici espressa su timociti e leucemie a cellule T. Convalidato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-CD1c umano
Note/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	911
GeneID	911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-298 del CD1c umano (NP_001756.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P29017
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio