


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd2 Umano () Per Citometria A Flusso - P06729

Numero articolo: CM0010788



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD2 umano coniugato con per citometria a flusso. Rileva l'antigene di superficie delle cellule T CD2 (LFA-2, T11) sulle cellule T e NK. Swiss-Prot P06729.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD2 umano
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umano
ID del gene	914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06729
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante